

Produkt zawiera wyposażenie standardowe
Maximum waga użytkownika: 125kg



Cena wózka w standardowej konfiguracji
Kuschall ADVANCE – 13 000 zł

Dane zamawiającego:

Imię i Nazwisko:

Adres:

waga.....kg wzrost.....cm. Tel:.....

Uraz:..... mail:.....

Proszę postawić znak X w kwadracie

Opcja standardowa bezpłatna

Parametry wózka wykonanego według formularza mogą się różnić od zadeklarowanych w formularzu o +/- 1 cm

April 2017

Ceny zawarte w niniejszym formularzu mają charakter wyłącznie informacyjny, dokładna wycena wózka dokonywana jest w dniu dokonania pomiaru i może się różnić od cen podanych w formularzu - wynika to z różnic kursowych walut

KOD	OPIS	PLN
DDV0041	KÜSCHALL ADVANCE	<input type="checkbox"/> 13 000,00
MYKÜSCHALL		
DDV0000	MYKüschall special construction	Opis na końcu formularza <input type="checkbox"/> Na życzenie
PAKIETY OPCJE Jeśli jest wybrany Pakiet, nie ma potrzeby zaznaczać opcji na dalszych stronach formularza		
DDV2002	Pakiet 1: Titanium oparcie - Titanium podnózek - Carbon belka	<input type="checkbox"/> 3300,00
DDV2003	Pakiet 2: Titanium oparcie - Titanium podnózek - Carbon belka - Light tapicerka oparcia	<input type="checkbox"/> 3300,00
DDV2004	Pakiet 3: Titanium oparcie - Titanium podnózek - Carbon belka - Light tapicerka oparcia- 24" Spinergy LXX koła tylne	<input type="checkbox"/> 5 250,00
PARAMETRY WÓZKA		
RAMA		
KĄT RAMY		
DDV0284	Kąt ramy 75° do podłoża Aluminium	<input type="checkbox"/> ◆
DDV0285	Kąt ramy 75° do podłoża Aluminium – przywiedziony przód ramy	Nieosiągalne z SB 340mm (DDV0124), ramą wymienną (DDV3000) <input type="checkbox"/> ○
DDV0289	Kąt ramy 90° do podłoża Aluminium	Nieosiągalne z 6" kółkami przednimi (DDV0820) <input type="checkbox"/> ○
DDV0290	Kąt ramy 90° do podłoża Aluminium – przywiedziony przód ramy	Nie z SB 340 mm, 6" przednimi kółkami, ramą wymienną (DDV3000) <input type="checkbox"/> ○
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA (SB)		
DDV0124	SB 340 mm	Nieosiągalne z ramą przywiedzioną (DDV0285 i DDV0290), oparciem Matrx i poduszką siedziska <input type="checkbox"/> ○
DDV0126	SB 360 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0128	SB 380 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0130	SB 400 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0132	SB 420 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0134	SB 440 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0136	SB 460 mm	<input type="checkbox"/> ○
GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (ST)		
DDV0412	ST 360 mm	Nieosiągalne z poduszką Matrx (DDV0662/63) <input type="checkbox"/> ○
DDV0415	ST 380 mm	Nieosiągalne z poduszką Matrx (DDV0662/63) <input type="checkbox"/> ○
DDV0417	ST 400 mm	<input type="checkbox"/> ◆
DDV0420	ST 420 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0422	ST 440 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0424	ST 460 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0427	ST 480 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0429	ST 500 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0431	ST 520 mm	<input type="checkbox"/> ○
WYSOKOŚĆ OPARCIA (RH)		
DDV0548	RH 270 mm	Nieosiągalne z zestawem rączek o regulowanej wysokości na zewnątrz (DDV0703) <input type="checkbox"/> ○ Z podłokietnikami rurowymi możliwe wyłącznie ze standardowymi rączkami lub bez rączek
DDV0580	RH 285 mm	Należy wybrać oparcie z niskim pałąkiem owalnym (DDV0772) lub z pałąkiem prostym (DDV0773) <input type="checkbox"/> ○ Z podłokietnikami rurowymi wyłącznie możliwe z standardowymi rączkami lub bez rączek
DDV0550	RH 300 mm	Z podłokietnikami rurowymi wyłącznie możliwe z standardowymi rączkami lub bez rączek <input type="checkbox"/> ○
DDV0503	RH 315 mm	Z podłokietnikami rurowymi wyłącznie możliwe z standardowymi rączkami lub bez rączek <input type="checkbox"/> ○
DDV0506	RH 330 mm	Z podłokietnikami rurowymi wyłącznie możliwe z standardowymi rączkami lub bez rączek <input type="checkbox"/> ○
DDV0509	RH 345 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0512	RH 360 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0514	RH 375 mm	<input type="checkbox"/> ◆
DDV0516	RH 390 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0518	RH 405 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0520	RH 420 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0522	RH 435 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0524	RH 450 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0526	RH 465 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0528	RH 480 mm	<input type="checkbox"/> ○
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (SHv) Regulacja płynna		
DDV0847	SHv 450 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0848	SHv 460 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0849	SHv 470 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0850	SHv 480 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0851	SHv 490 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0852	SHv 500 mm	<input type="checkbox"/> ◆
DDV0853	SHv 510 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0854	SHv 520 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0855	SHv 530 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0856	SHv 540 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0857	SHv 550 mm	<input type="checkbox"/> ○
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU (SHh) Regulacja płynna		
75° rama: SHh = "SHv-80 mm" do "SHv-0 mm" ; 90° rama: SHh = "SHv-100 mm" do "SHv-40 mm"		
DDV0944	SHh 390 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0945	SHh 400 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0946	SHh 410 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0947	SHh 420 mm	<input type="checkbox"/> ○
DDV0948	SHh 430 mm	<input type="checkbox"/> ◆
DDV0949	SHh 440 mm	<input type="checkbox"/> ○



DDV0950	SHh 450 mm		□	○
DDV0951	SHh 460 mm		□	○
DDV0952	SHh 470 mm		□	○
DDV0953	SHh 480 mm		□	○
DDV0954	SHh 490 mm		□	○
WYSOKOŚĆ PODNÓŻKA OD SIEDZISKA (UL)		Płynna regulacja ; 75°rama: UL ≤ SHv- 30 mm ; 90° rama: UL ≤ SHv- 40 mm		
DDV1663	UL 220 mm		□	○
DDV1664	UL 230 mm		□	○
DDV1665	UL 240 mm		□	○
DDV1666	UL 250 mm		□	○
DDV1667	UL 260 mm		□	○
DDV1668	UL 270 mm		□	○
DDV1669	UL 280 mm		□	○
DDV1670	UL 290 mm		□	○
DDV1671	UL 300 mm		□	○
DDV1672	UL 310 mm		□	○
DDV1673	UL 320 mm		□	○
DDV1674	UL 330 mm		□	○
DDV1675	UL 340 mm		□	○
DDV1676	UL 350 mm		□	○
DDV1677	UL 360 mm		□	○
DDV1678	UL 370 mm		□	○
DDV1679	UL 380 mm		□	○
DDV1680	UL 390 mm		□	○
DDV1681	UL 400 mm		□	○
DDV1682	UL 410 mm		□	○
DDV1683	UL 420 mm		□	○
DDV1684	UL 430 mm		□	◆
DDV1685	UL 440 mm		□	○
DDV1686	UL 450 mm		□	○
DDV1687	UL 460 mm		□	○
DDV1688	UL 470 mm		□	○
DDV1689	UL 480 mm		□	○
DDV1690	UL 490 mm		□	○
DDV1691	UL 500 mm		□	○
DDV1692	UL 510 mm		□	○
DDV1693	UL 520 mm		□	○
OPARCIE				
MATERIAŁ OPARCIA				
DDV0730	Aluminium		□	◆
DDV0731	Titanium	Nieвозмоżliwe z oparciem z niskim pałąkiem (DDV0772), rączkami z regulacją wysokości przesuniętymi do tyłu (DDV0703)	□	1550,00
TYP OPARCIA				
DDV0770	standardowe oparcie (pałąk owalny)	Nieвозмоżliwe z oparciem Matrx	□	◆
DDV0772	Oparcie z obniżonym pałąkiem do mocowania zaczepów oparcia		□	
		Wysokość rurek oparcia 285 mm, bez tapicerki oparcia (NC DDV0721/0722/0735)		○
		Nieвозмоżliwe z oparciem Titanium (DDV0731); Wylączenie bez rączek lub z rączkami o reg. Wysokości zintegrowanymi(DDV0733)		
DDV0773	Oparcie z prostym pałąkiem	Wysokość rurek oparcia 285 mm, bez tapicerki oparcia (NC DDV0721/0722/0735)	□	○
		Nieвозмоżliwe z oparciem Titanium (DDV0731); Wylączenie bez rączek lub z rączkami o reg. Wysokości zintegrowanymi(DDV0733)		
TAPICERKA OPARCIA				
		Nieвозмоżliwe z oparciem Matrx		
DDV0721	Tapicerka Light, typu siateczka	Nieвозмоżliwe z rączkami o regulowanej wysokości przesuniętymi do tyłu (DDV0703)	□	○
DDV0726	Premium czarna z regulacją pasami velcro		□	◆
DDV0735	Aero oddychająca, regulacja pasami velcro		□	700,00
OPARCIE MATRX				
		Nieвозмоżliwe z standardowym oparciem (DDV0770), tapicerką oparcia (DDV0721/0722/0735)		
		Wysokość odpowiadająca wysokości oparcia Matrx ; Wymaga dodatkowego czasu dostawy		
DDV0753	Matrx MX1, height 230 mm z podwójną szybkozłączką	Nieвозмоżliwe dla SB 340mm (DDV0124), 480mm (DDV0128)	□	5500,00
DDV0754	Matrx MX1, height 310 mm z podwójną szybkozłączką	Nieвозмоżliwe dla SB 340mm (DDV0124), 480mm (DDV0128)	□	5500,00
DDV0755	Matrx MX1, height 410 mm z podwójną szybkozłączką	Nieвозмоżliwe dla SB 340mm (DDV0124), 480mm (DDV0128)	□	5500,00
RĄCZKI DO PCHANIA				
DDV0750	Bez rączek do pchania		□	◆
DDV0751	Rączki krótkie, stałe	niemożliwe z oparciem z obniżonym pałąkiem (DDV0772), prostym pałąkiem(DDV0773)	□	250,00
DDV0702	Rączki długie, stałe	niemożliwe z oparciem z obniżonym pałąkiem (DDV0772), prostym pałąkiem(DDV0773)	□	250,00
DDV0703	Rączki o regulowanej wysokości zewnętrzne	Nie z RH 270 mm (DDV0548), tapicerką Light (DDV0721), oparciem Titanium (DDV0731), RH 285 do 330 w połączeniu z podłokietnikami rurowymi, oparciem z obniżonym pałąkiem (DDV0772), prostym pałąkiem(DDV0773)	□	1100,00
DDV0704	Rączki składane	niemożliwe z oparciem z obniżonym pałąkiem (DDV0772), prostym pałąkiem(DDV0773)	□	800,00
		RH315 do 330 mm w połączeniu z rurowymi podłokietnikami		
DDV0733	Rączki o regulowanej wysokości zintegrowane	Nieвозмоżliwe z standardowym oparciem (DDV0770)	□	800,00
KĄT OPARCIA (RW)				
DDV0718	78° od siedziska		□	○
DDV0709	82° od siedziska		□	◆
DDV0719	86° od siedziska		□	○
DDV0711	90° od siedziska		□	○
DDV0723	94° od siedziska		□	○
SIEDZISKO				
PODUSZKA SIEDZISKA Należy używać poduszki ze względu na ryzyko powstania trudnogojących się ran w związku z twardym siedziskiem				
DDV0600	Standardowa poduszka siedziska, 60 mm, podwójna pianka z warstwą visco		□	400,00
DDV0662	Matrx Libra poduszka, czarny gładki pokrowiec	Nieвозмоżliwe w SB340mm, ST360/380mm; SB 360mm wyłącznie możliwe z ST 400/420mm	□	2300,00
TORBA SIEDZISKA				
DDV0606	Saszetka, zdejmowalna na klipsach		□	300,00
PODNÓŻEK				
TYP PODNÓŻKA (RURKA / PŁYTA)				
DDV1508	Podnóżek rurowy, sztywny - Aluminium		□	◆
DDV1509	Podnóżek rurowy, sztywny - Titanium		□	1100,00
DDV1570	Podnóżek Carbon płyta, zmienny kąt		□	950,00
POKRYCIE PODNÓŻA				
DDV1513	Pokrycie podnóżka	Nie z płytą podnóżka carbon (DDV1570)	□	250,00

BOCZKI			
BOCZKI PROFILOWANE / BOCZKI PROSTE			
DDV1401	Carbonowe proste	◆	◆
DDV1408	Carbonowe profilowane	◆	1000,00
PODŁOKIETNIKI			
Zawiera boczki proste carbonowy			
DDV1416	Podłokietnik, regulowana wysokość, krótki	□	1100,00
DDV1421	Podłokietnik, regulowana wysokość, długi	□	1100,00
PODŁOKIETNIK RUROWY			
DDV1411	Podłokietnik rurowy, regulowana wysokość, odchylany, wyścielany	□	1850,00
w połączeniu z RH<315 mm lub rączkami o regulowanej wysokości zewnętrznymi (DDV0703)			
RAMA			
KOLOR RAMY			
DDV0302	Royal blue	□	○
DDV0303	Royal red	□	○
DDV0314	Black matt	□	○
DDV0356	Ivory white	□	○
DDV0359	Flashy yellow	□	○
DDV0365	Mercury blue	□	○
DDV0366	Dynamite orange	□	○
DDV0310	Mirror natural "polished"	□	1250,00
ZESTAW COLOR-POWER-SET (CPS)			
DDV0338	Colour-Power-Set chrome	□	1050,00
Koła tylne typu Starec mają czarną felgę jeśli wybrano CPS chrom			
DDV0330	Colour-Power-Set techno-anthracite	□	1050,00
DDV0329	Colour-Power-Set comet red	□	1050,00
DDV0339	Colour-Power-Set champagne	□	1050,00
DDV0336	Colour-Power-Set artic blue	□	1050,00
KÓŁKA PRZEDNIE			
KÓŁKA PRZEDNIE			
DDV0800	3" Supersport	□	○
Niemożliwe z rama 75° w połączeniu z Shv 550 mm			
DDV0801	4" Everyday z czarną gumą -NEW	□	○
DDV0860	4" Comfort z czarną gumą -NEW	□	○
DDV0809	4" Starec black	□	500,00
DDV0861	4" Starec chrome	□	500,00
DDV0803	4" Starec techno-anthracite	□	500,00
DDV0808	4" Starec comet red	□	500,00
DDV0825	4" Starec champagne	□	500,00
DDV0831	4" Starec artic blue	□	500,00
DDV0796	4" FrogLegs kółka z czarną aluminiową felgą	□	500,00
DDVC797	4" FrogLegs kółka z czarną aluminiową felgą	□	500,00
DDV0810	5" Everyday z czarną gumą	□	○
DDV0863	5" Comfort z czarną gumą	□	◆
DDV0819	5" Starec black	□	500,00
DDV0862	5" Starec chrome	□	500,00
DDV0813	5" Starec techno anthracite	□	500,00
DDV0818	5" Starec comet red	□	500,00
DDV0827	5" Starec champagne	□	500,00
DDV0832	5" Starec artic blue	□	500,00
DDV0798	5" FrogLegs kółka z czarną aluminiową felgą	□	500,00
DDV0799	5" FrogLegs kółka z czarną aluminiową felgą	□	500,00
DDV0820	6" Everyday wheel	□	○
Niemożliwe z ramą 90° (DDV0289 i DDV0290)			
KOŁO TYLNE			
MOCOWANIE KOŁA TYLNEGO			
DDV0250	standardowe	□	◆
DDV0245	2-ga belka zamocowanie	□	1000,00
1-sza belka TYP			
DDV0277	Aluminium belka czarna	□	◆
DDV0276	Vario-Ax, belka ze zmiennym kątem 1/3/7/10°	□	2250,00
DDV0278	Carbon belka	□	2100,00
KĄT 1-szej BELKI			
DDV0270	0° camber	□	○
DDV0271	3° camber	□	◆
DDV0272	6° camber	□	○
POZYCJA 1-szej BELKI			
Regulacja płynna			
DDV0263	140 mm	□	○
Bardzo aktywna, wywrotna			
DDV0264	125 mm	□	○
DDV0265	110 mm	□	○
DDV0266	95 mm	□	○
DDV0267	80 mm	□	○
Bardzo bezpieczna, pasywna			
2-gi TYP BELKI			
Wyłącznie możliwa z mocowaniem 2-giej belki (DDV0245)			
DDV0252	Aluminium belka czarna	□	1250,00
DDV0280	Vario-Ax belka ze zmiennym kątem 1/3/7/10°	□	3500,00
DDV0253	Carbon belka	□	2100,00
KĄT 2-giej BELKI			
Max. 3° różnicy pomiędzy kątem 1-szej belki – jeśli jedna z belek jest Vario-Axle, 2-ga belka może mieć kąt 0° lub 3°			
DDV0270	0° camber	□	○
DDV0271	3° camber	□	○
DDV0272	6° camber	□	○
SZYBKOZŁĄCZKI TETRA			
DDV0909	Tetra Klip	□	550,00
Niemożliwe z kołami z zintegrowanymi hamulcami (DDV0927) ; Spinergy LXX (DDV0906)			
ROZMIAR KOŁA TYLNEGO			
DDV0902	24"	□	◆
DDV0925	25"	□	○
Wyłącznie z High Performance ; Niemożliwe z kołem Starec (DDV0915), Kolpakami kół (DDV1200/1202/1204), kołami z zintegrowanymi hamulcami (DDV0927)			
DDV0903	26"	□	○
TYP KOŁA TYLNEGO			
DDV0915	24", 26" küschall Starec, szprychy skrzyżowane	□	◆
Starec piasta bez koloru felga czarna – PIASTA i FELGA w kolorze CPS jeśli wybrano			
DDV0908	24" High Performance	□	1450,00
Starec piasta czarna – lub w CPS jeśli wybrano, czarna felga ; Niemożliwe z oponami pełnymi			
DDV0918	25" High Performance	□	1750,00
Starec piasta czarna – lub w CPS jeśli wybrano, czarna felga ; Niemożliwe z oponami pełnymi			
DDV0906	24" Spinergy LXX	□	3150,00
Piast, felga i szprychy czarne – CPS niemożliwy, Niemożliwe z kołami pełnymi ; tetra-clip (DDV0909)			
DDV0912	25" Spinergy LXX	□	3550,00
Piast, felga i szprychy czarne – CPS niemożliwy, Niemożliwe z kołami pełnymi ; tetra-clip (DDV0909)			
DDV0927	24"koła z zintegrowanymi hamulcami	□	2550,00
24 srebrne szprychy, czarna felga i piasta – CPS niemożliwy			

Zestaw **Colour Power Set** (CPS) zawiera: piasty kół: Starec & High Performance oraz szybkozłaczki, felgi kół 24" Starec (z wyłączeniem chrom) Starec przednie kółka, widelce, płytki składające oparcie, kapsle

Max. possible axle position per type of brakes

Wheel size	ST36-40	ST42	ST44	ST46-50
22"	140	140	140	140
23"	110	140	140	
24"	110	125	140	140
25"	95	110	140	140
26"	80	95	110	140

Wheel size	ST36-40	ST42	ST44	ST46-50
22"	140	140	140	140
23"	110	125	140	140
24"	110	125	140	140
25"	95	110	140	140
26"	80	95	125	140

		Niemożliwe z tetra-clip (DDV0909), vario-ax (DDV0276/0280), oponami pełnymi		2500,00
DDV0913	24" Mountain Bike	Tylko z ciągami Light alu lub Supergrripp	□	1800,00
OPONA KOŁA TYLNEGO				
DDV1014	24", 25", 26" Schwalbe Rightrun black/grey		□	◆
DDV1002	24" Profile tyre 7 bar		□	○
DDV1010	24", 25", 26" Schwalbe Marathon Plus	Smart Guard ochrona przeciw przebicciu (5mm cienkiej specjalnej gumy)	□	300,00
DDV1011	24", 25" Schwalbe ONE	V-Guard ochrona przeciw przebicciu	□	350,00
DDV1013	24" Schwalbe Rightrun, blue	K-Guard ochrona przeciw przebicciu	□	200,00
DDV1007	24" Solid tyre light, grey – Koła pełne	Niemożliwe z High Performance (DDV0908/0918), Spinerger LXX (DDV0906), Kołami z zintegrowanymi hamulcami (DDV0927)	□	200,00
OCHRONA ANTY PRZEBICIOWA				
DDV1020	Ochrona anty przebicciowa dętki	Niemożliwe dla Marathon Plus (DDV1010) i kołami pełnymi (DDV1007)	□	350,00
CIĄGI				
DDV1102	24", 26" Supergrripp, dist. 3 lub 4 cm	Uchwyty długi z 2 otworami, dystans 3 lub 4 cm, montowane na 3 cm	□	950,00
DDV1104	24", 26" Steel polished, dist. 3cm	Krótki uchwyt z 1 otworem montowane na 3 cm	□	200,00
DDV1120	24", 25" The Surge LT 30mm, dist. 3 cm		□	1600,00
DDV1121	24" Carbolife Gekko, dist. 3 cm	Uchwyty długi z 2 otworami, dystans 3 lub 4 cm, montowane na 3 cm	□	1750,00
DDV1106	24" Titanium, dist. 3 cm	Krótki uchwyt z 1 otworem montowane na 3 cm	□	950,00
DDV1107	24" Titanium, dist. 4 cm	Uchwyty długi z 2 otworami, dystans 3 lub 4 cm, montowane na 4 cm	□	1100,00
DDV1117	24", 25", 26" Light alu black 3 cm	Krótki uchwyt z 1 otworem montowane na 3 cm	□	◆
DDV1124	24", 25", 26" Light Alu, grey 4 cm	Long tabs with 2 holes at distance 3 or 4 cm, mounted at distance 4 cm	□	○
DDV1122	24" Carbolife Curve-L dist. 3 cm	Uchwyty długi z 2 otworami, dystans 3 lub 4 cm, montowane na 3 cm	□	1650,00
KOŁPAKI KÓŁ TYLNYCH				
DDV1200	24", 26" transparent		□	600,00
DDV1202	24" küsch	Niemożliwe z kołami Mountain Bike (DDV0913), Spinerger LXX (DDV0906)	□	600,00
DDV1208	24" Transparent and white "küschall"	Niemożliwe z kołami Mountain Bike wheels (DDV0913), Spinerger LXX (DDV0906)	□	600,00
CIĄGI				
HAMULCE W zależności od konfiguracji, hamulce możliwe z wszystkimi rozmiarami kół tylnych ale nie we wszystkich pozycjach				
DDV1300	Standardowe hamulce, dźwignia zgięta		□	◆
DDV1301	Standardowe hamulce, dźwignia prosta		□	○
DDV1302	Performance brake	Niemożliwe z Vario-Ax (DDV0276)	□	650,00
DDV1303	Active brake		□	300,00
DDV1306	Pull brake		□	150,00
DDV1399	Bez hamulców	Tylko z kołami z zintegrowanymi hamulcami (DDV0927)	□	○
OPCJE BEZPIECZENSTWA				
PRZEDŁUŻENIE DŹWIGNI HAMULCA				
DDV1310	Przedłużenie dźwigni hamulca	Tylko dla standardowych hamulców z dźwignią prostą lub zgiętą	□	250,00
ANTI TIPPER				
DDV1702	Antitipper prawy	Niemożliwe z SB 340 mm w połączeniu z kołami 26"	□	1000,00
DDV1703	Antitipper lewy	Niemożliwe z SB 340 mm w połączeniu z kołami 26"	□	1000,00
DDV1704	Antitipper lewy i prawy	Niemożliwe z SB 340-360 mm w połączeniu z kołami 26"	□	1800,00
DDV1705	Antitipper aktywny pośrodku	Niemożliwe z vario-ax (DDV0276/0280), belką carbon (DDV0278/0253) lub kołami 26" (DDV0903)	□	1600,00
PAS BEZPIECZENSTWA				
DDV1730	Biodrowy pas bezpieczeństwa		□	250,00
ODBLASKI				
DDV1710	Odblaski zamontowane na koła		□	◆
DDV1711	Odblaski dołączone		□	○
AKCESORIA				
UCHWYT NA TORBĘ				
DDV1744	Uchwyt na torbę	Dołączone	□	1500,00
UCHWYT NA BIDON				
DDV1745	Uchwyt na bidon	Dołączone	□	250,00
UCHWYT NA TELEFON				
DDV1746	Uchwyt na telefon	Enclosed	□	100,00
OCHRONIACZE RAMY				
DDV1739	Przedni ochroniacz ramy "küschall" 2 szt.	Niemożliwe z podnóżkiem wysokomontowanym	□	300,00
POMPKA				
DDV1715	Pompka ręczna	Niemożliwe z SB 340 mm	□	150,00
AIRMAN				
DDV1716	AirMan pompka automatyczna		□	750,00
KÜSCHALL ZEGAREK				
DDV1712	küschall zegarek, strona prawa		□	650,00
DDV1713	küschall zegarek strona lewa		□	650,00
ZESTAW NARZĘDZI KÜSCHALL ADVANCE				
DDV1726	Tool kit küschall Advance		□	100,00
KOŁA TRANSPORTOWE				
DDV1700	Koła transportowe 3"		□	3500,00
TORBA NA KOŁA				
DDV1728	Torba na koła, 24" i 26"		□	350,00
TORBA NA KOŁA & ZESTAW KÓŁ				
DDV1734	24" Mountain bike koła z torbą	Mountain Bike koła z oponami, piasta metaliczna ; Szybkozłączki w zestawie	□	2200,00
DODATKOWA RAMA PRZEDNIA ZESTAW				
SZYBKOZŁĄCZKA RAMY Niemożliwe z ramą przywiedzioną (DDV0285/0290) ;Wyłącznie z podnóżkiem sztywnym aluminiowym (DDV1508)				
DDV3000	Szybkozłączka ramy		□	1550,00
Kąt 2-giej ramy Tylko możliwe z szybkozłączką ramy (DDV3000)				
DDV3284	75° do podłoża Aluminium z szybkozłączką ramy		□	2650,00
DDV3289	90° do podłoża Aluminium z szybkozłączką ramy		□	2650,00
KOLOR 2-giej ramy				
DDV3302	Royal blue for 2nd quick release ramas set		□	○
DDV3303	Royal red for 2nd quick release ramas set		□	○
DDV3314	Black matt for 2nd quick release ramas set		□	○
DDV3356	Ivory white for 2nd quick release ramas set		□	○
DDV3359	Flashy yellow for 2nd quick release ramas set		□	○
DDV3365	Mercury blue for 2nd quick release ramas set		□	○
DDV3366	Dynamite orange for 2nd quick release ramas set		□	○
DDV3310	Mirror natural "polished" for 2nd quick release ramas set		□	○
POKRYCIE 2-giego podnóżka				
DDV3513	Pokrycie 2-giego podnóżka		□	250,00
PRZEDNIE KÓŁKA DLA 2-giej RAMY				

DDV3800	3" Supersport for 2nd quick release ramas set	Nieвозмоliwe z ramą 75° w połączeniu z SHv 550 mm	□	○
DDV3801	4" Everyday wheel for 2nd quick release ramas set		□	○
DDV3860	4" Comfort wheel black rubber for 2nd quick release ramas set		□	○
DDV3809	4" Starec black for 2nd quick release ramas set		□	500,00
DDV3861	4" Starec chrome for 2nd quick release ramas set		□	500,00
DDV3803	4" Starec techno-anthracite for 2nd quick release ramas set		□	500,00
DDV3808	4" Starec comet red for 2nd quick release ramas set		□	500,00
DDV3825	4" Starec champagne for 2nd quick release ramas set		□	500,00
DDV3831	4" Starec artic blue for 2nd quick release ramas set		□	500,00
DDV3796	4" FrogLegs front wheel with black aluminium rim for 2nd quick release ramas set		□	500,00
DDV3797	4" FrogLegs front wheel with silver aluminium rim for 2nd quick release ramas set		□	500,00
DDV3810	5" Everyday wheels for 2nd quick release ramas set		□	○
DDV3863	5" Comfort wheel black rbber for 2nd quick release ramas set		□	◆
DDV3819	5" Starec black for 2nd quick release ramas set		□	500,00
DDV3862	5" Starec chrome for 2nd quick release ramas set		□	500,00
DDV3813	5" Starec techno anthracite for 2nd quick release ramas set		□	500,00
DDV3818	5" Starec comet red for 2nd quick release ramas set		□	500,00
DDV3827	5" Starec champagne for 2nd quick release ramas set		□	500,00
DDV3832	5" Starec artic blue for 2nd quicke release ramas set		□	500,00
DDV3798	5" FrogLegs front wheel with black aluminium rim for 2nd quick release ramas set		□	500,00
DDV3799	5" FrogLegs front wheel with silver aluminium rim for 2nd quick release ramas set		□	500,00
DDV3820	6" Everyday wheels for 2nd quick release ramas set	Nieвозмоliwe z 90° ramą (DDV0289 i DDV0290)	□	○
OCHRANIACZE 2-giej RAMY		Nieвозмоliwe z podnóżkiem wysokomontowanym		
DDV3739	Przedni ochraniacz ramy "küschall" 2 szt.		□	300,00