

Produkt zawiera standardowe wyposażenie. Maksymalna waga użytkownika: 130kg



Cena wózka w standardowej konfiguracji
Kuschall Compact – 9200 zł

Dane zamawiającego:

Imię i Nazwisko:

Adres:

waga.....kg wzrost.....cm. Tel:.....

Uraz:..... mail:.....

Proszę postawić znak X w kwadracie

Opcja standardowa bezpłatna

Parametry wózka wykonanego według formularza mogą się różnić od zadeklarowanych w formularzu o +/- 1 cm

April 2017

Ceny zawarte w niniejszym formularzu mają charakter wyłącznie informacyjny, dokładna wycena wózka dokonywana jest w dniu dokonania pomiaru i może się różnić od cen podanych w formularzu - wynika to z różnic kursowych walut

| CODE | DESCRIPTION | PLN |
|---|------------------------------------|--|
| DDP0012 | KÜSCHALL COMPACT | 9 200,00 |
| MYKÜSCHALL | | |
| DDP0000 | MYKüschall special construction | Wypełnij dokument na końcu formularza |
| Wybór SIEDZISKA | | |
| RAMA PRZEDNIA | | |
| DDP0211 | Standard | ◆ |
| DDP0224 | Rama przywiedziona z lewej strony | ○ |
| DDP0205 | Rama przywiedziona z prawej strony | ○ |
| DDP0219 | Rama przywiedziona obustronnie | ○ |
| SZEROKOŚĆ SIEDZISKA SB | | |
| DDP0118 | SB 280 mm | Pojedynczy krzyżak, niemożliwe z poduszką Matr |
| DDP0120 | SB 300 mm | Pojedynczy krzyżak, niemożliwe z poduszką Matr |
| DDP0122 | SB 320 mm | Pojedynczy krzyżak, niemożliwe z poduszką Matr |
| DDP0124 | SB 340 mm | Pojedynczy krzyżak, niemożliwe z poduszką Matr |
| DDP0126 | SB 360 mm | Pojedynczy krzyżak |
| DDP0128 | SB 380 mm | Pojedynczy krzyżak |
| DDP0130 | SB 400 mm | Pojedynczy krzyżak |
| DDP0132 | SB 420 mm | Pojedynczy krzyżak |
| DDP0134 | SB 440 mm | Podwójny krzyżak |
| DDP0136 | SB 460 mm | Podwójny krzyżak |
| DDP0138 | SB 480 mm | Podwójny krzyżak, niemożliwy z oparciem MX1 |
| DDP0140 | SB 500 mm | Podwójny krzyżak, niemożliwy z oparciem MX1 |
| SZEROKOŚĆ SIEDZISKA ST | | |
| DDP0408 | ST 320 mm | Niemożliwe z poduszką Matr DDP0662/0663 |
| DDP0410 | ST 340 mm | Niemożliwe z poduszką Matr DDP0662/0663 |
| DDP0412 | ST 360 mm | Niemożliwe z poduszką Matr DDP0662/0663 |
| DDP0415 | ST 380 mm | Niemożliwe z poduszką Matr DDP0662/0663 |
| DDP0417 | ST 400 mm | ◆ |
| DDP0420 | ST 420 mm | ○ |
| DDP0422 | ST 440 mm | ○ |
| DDP0424 | ST 460 mm | ○ |
| DDP0427 | ST 480 mm | ○ |
| DDP0429 | ST 500 mm | ○ |
| WYSOKOŚĆ OPARCIA SH | | |
| Niemożliwe z oparciem Matr | | |
| DDP0550 | RH 300 mm | Niemożliwe ze składanym oparciem (DDP0734) |
| DDP0503 | RH 315 mm | Niemożliwe ze składanym oparciem (DDP0734) |
| DDP0506 | RH 330 mm | Niemożliwe ze składanym oparciem (DDP0734) |
| DDP0509 | RH 345 mm | Niemożliwe ze składanym oparciem (DDP0734) w połączeniu z kątem oparcia 94° lub 98° (DDP0719/0711) |
| DDP0512 | RH 360 mm | ○ |
| DDP0514 | RH 375 mm | ○ |
| DDP0516 | RH 390 mm | ○ |
| DDP0518 | RH 405 mm | ○ |
| DDP0520 | RH 420 mm | ◆ |
| DDP0522 | RH 435 mm | ○ |
| DDP0524 | RH 450 mm | ○ |
| DDP0526 | RH 465 mm | ○ |
| DDP0528 | RH 480 mm | ○ |
| DDP0530 | RH 495 mm | ○ |
| DDP0532 | RH 510 mm | ○ |
| WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU Shv | | |
| DDP0843 | SHv 410 mm | ○ |
| DDP0844 | SHv 420 mm | ○ |
| DDP0845 | SHv 430 mm | ○ |
| DDP0846 | SHv 440 mm | ○ |
| DDP0847 | SHv 450 mm | ○ |
| DDP0848 | SHv 460 mm | ○ |
| DDP0849 | SHv 470 mm | ○ |
| DDP0850 | SHv 480 mm | ○ |
| DDP0851 | SHv 490 mm | ○ |
| DDP0852 | SHv 500 mm | ◆ |
| DDP0853 | SHv 510 mm | ○ |
| DDP0854 | SHv 520 mm | ○ |
| DDP0855 | SHv 530 mm | ○ |
| WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU Shh | | |
| Rama: 70° i 80° : SHh = "SHv-100 mm" to "SHv- 0 mm" ; Rama 90° : SHh = "SHv- 100 mm" to "SHv- 30 mm" | | |
| DDP0943 | SHh 380 mm | ○ |
| DDP0944 | SHh 390 mm | ○ |
| DDP0945 | SHh 400 mm | ○ |
| DDP0946 | SHh 410 mm | ○ |
| DDP0947 | SHh 420 mm | ○ |
| DDP0948 | SHh 430 mm | ○ |
| DDP0949 | SHh 440 mm | ○ |



| Front wheel / Front wheel attachment | High mounted | Standard mounted | Low mounted |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| 4" | 41 - 48 | 44 - 51 | 47 - 53 |
| 5" | 44 - 49 | 47 - 52 | 50 - 53 |
| 6" | 46 - 51 | 49 - 53 | 52 - 53 |
| 7" | 48 - 52 | 51 - 53 | 54 - 55* |

*the measurements can be adjusted, but are not offered

SHh / Wysokość siedziska z tyłu

22" : 380-470 mm
24" : 390-490 mm
26" : 420-500 mm

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------|---------|
| DDP0950 | SHh 450 mm | | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| DDP0951 | SHh 460 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP0952 | SHh 470 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP0953 | SHh 480 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP0954 | SHh 490 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP0955 | SHh 500 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DLUGOŚĆ KOLANO-PIĘTA (UL) Rama70°: UL max. = "SHv- 20 mm" / Rama 80° i 90°: UL max. = "SHv- 30 mm" | | | | |
| DDP1662 | UL 210 mm | W zależności od konfiguracji podnózek może być wysoko montowany – sprawdź w tabeli | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1663 | UL 220 mm | W zależności od konfiguracji podnózek może być wysoko montowany – sprawdź w tabeli | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1664 | UL 230 mm | W zależności od konfiguracji podnózek może być wysoko montowany – sprawdź w tabeli | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1665 | UL 240 mm | W zależności od konfiguracji podnózek może być wysoko montowany – sprawdź w tabeli | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1666 | UL 250 mm | W zależności od konfiguracji podnózek może być wysoko montowany – sprawdź w tabeli | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1667 | UL 260 mm | W zależności od konfiguracji podnózek może być wysoko montowany – sprawdź w tabeli | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1668 | UL 270 mm | W zależności od konfiguracji podnózek może być wysoko montowany – sprawdź w tabeli | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1669 | UL 280 mm | W zależności od konfiguracji podnózek może być wysoko montowany – sprawdź w tabeli | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1670 | UL 290 mm | W zależności od konfiguracji podnózek może być wysoko montowany – sprawdź w tabeli | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1671 | UL 300 mm | W zależności od konfiguracji podnózek może być wysoko montowany – sprawdź w tabeli | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1672 | UL 310 mm | W zależności od konfiguracji podnózek może być wysoko montowany – sprawdź w tabeli | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1673 | UL 320 mm | W zależności od konfiguracji podnózek może być wysoko montowany – sprawdź w tabeli | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1674 | UL 330 mm | W zależności od konfiguracji podnózek może być wysoko montowany – sprawdź w tabeli | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1675 | UL 340 mm | W zależności od konfiguracji podnózek może być wysoko montowany – sprawdź w tabeli | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1676 | UL 350 mm | W zależności od konfiguracji podnózek może być wysoko montowany – sprawdź w tabeli | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1677 | UL 360 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1678 | UL 370 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1679 | UL 380 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1680 | UL 390 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1681 | UL 400 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1682 | UL 410 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1683 | UL 420 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1684 | UL 430 mm | | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| DDP1685 | UL 440 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1686 | UL 450 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1687 | UL 460 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1688 | UL 470 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1689 | UL 480 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1690 | UL 490 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1691 | UL 500 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1692 | UL 510 mm | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| WYBÓR OPARCIA | | | | |
| OPARCIE/RURKI OPARCIA | | | | |
| DDP0736 | Proste rurki oparcia, | | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| DDP0705 | Oparcie Lumbal, rurki wygięte | Nieemożliwe z oparciem Matrx | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP0720 | Regulowany Kąt oparcia | Nieemożliwe z oparciem Matrx | <input type="checkbox"/> | 750,00 |
| DDP0734 | Składane oparcie z regul. kąta | Nieemożliwe z RH 300-330 mm (DDP0550/0503/0506), podokietnikiem (DDP1411), Rączkami z regulacją wysokości (DDP0703) ; Nieemożliwe z oparciem Matrx | <input type="checkbox"/> | 1650,00 |
| USTAWIENIE KĄTA OPARCIA | | | | |
| DDP0707 | Regulacja kąta oparcia, ustawiona na 82 ° | Nieemożliwe z oparciem (DDP0736) i (DDP0705) | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP0718 | Regulacja kąta oparcia, ustawiona na 86° | Nieemożliwe z oparciem (DDP0736) i (DDP0705) | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP0709 | Regulacja kąta oparcia, ustawiona na 90° | Nieemożliwe z oparciem (DDP0736) i (DDP0705) | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP0719 | Regulacja kąta oparcia, ustawiona na 94° | Nieemożliwe z oparciem (DDP0736) i (DDP0705) | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP0711 | Regulacja kąta oparcia, ustawiona na 98° | Nieemożliwe z oparciem (DDP0736) i (DDP0705) | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP0712 | Regulacja kąta oparcia, ustawiona na 102° | Tylko z regulowanym kątem oparcia (DDP0720) | <input type="checkbox"/> | ○ |
| TAPICERKA OPARCIA Nieemożliwe z oparciem Matrx | | | | |
| DDP0700 | Tapicerka standard | Nieemożliwe z drążkiem stabilizacyjnym (DDP1491), rączkami z regulacją wysokości (DDP0703) | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| DDP0721 | Tapicerka Light | Nieemożliwe z SB 280-320 mm i SB 500mm, RH < 360mm, drążkiem stabilizującym oparcie (DDP1491), Rączkami z regulacją wysokości (DDP0703) | <input type="checkbox"/> | 650,00 |
| DDP0726 | Tapicerka z regulacją na pasach z pokryciem | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP0735 | Tapicerka Aero oddychająca | | <input type="checkbox"/> | 700,00 |
| OPARCIE MATRX Nie z rączkami z regulacją wysokości (DDP0733), składanymi (DDP0704) | | | | |
| Nie z SB <360 mm, drążkiem stab. (DDP1491), oparciem lumbal (DDP0705), regul. kątem oparcia (DDP0720), tapicerką oparcia | | | | |
| Wysokość oparcia odpowiada wysokości oparcia Matrx ; Dodatkowy czas oczekiwania | | | | |
| DDP0753 | Matrx MX1, wysokość 230 mm montowane na szybkozłączkach | nieemożliwe z SB >460mm | <input type="checkbox"/> | 5500,00 |
| DDP0754 | Matrx MX1, wysokość 310 mm montowane na szybkozłączkach | nieemożliwe z SB >460mm | <input type="checkbox"/> | 5500,00 |
| DDP0755 | Matrx MX1, wysokość 410 mm montowane na szybkozłączkach | nieemożliwe z SB >460mm | <input type="checkbox"/> | 5500,00 |

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| RĄCZKI | | | |
| DDP0702 | Rączki stałe, długie | Z oparciem Matrx rączki będą zawsze montowane na tej samej wysokości: ok. 475mm od siedziska | □ ◆ |
| DDP0750 | Bez rączek | Nieвозмоżliwe z hamulcem drum (DDU1304) | □ ○ |
| DDP0751 | Rączki stałe, krótkie | Nieвозмоżliwe z hamulcem drum (DDU1304) | □ 250,00 |
| | | Z oparciem Matrx rączki będą zawsze montowane na tej samej wysokości: ok. 475mm od siedziska | |
| DDP0703 | Rączki z regulacją wys. przesunięte do tyłu | Nie z oparciem składanym (DDP0734), standard (DDP0700), tapicerką light (DDP0721) podokietnikami (DDP1411), oparciem Matrx | □ 1100,00 |
| DDP0733 | Rączki z regulacją wysokości, zintegrowane | Nieвозмоżliwe z drążkiem stabilizującym oparcie (DDP14791) | □ 800,00 |
| DDP0704 | Rączki składane | Nieвозмоżliwe z hamulcem drum (DDP1304), oparciem Matrx | □ 800,00 |
| DRAŻEK STABILIZUJĄCU OPARCIE | | | |
| DDP1491 | Drażek stabilizujący, odchylany, wyciągany | Nieвозмоżliwe z rączkami składanymi (DDP0704), tapicerką standard (DDP0700), light (DDP0721), RH 300 - 390 mm, rączkami zintegrowanymi (DDP0733) | □ 1100,00 |
| SIEDZISKO | | | |
| TAPICERKA SIEDZISKA | | | |
| DDP0611 | Tapicerka standard z 1 centralny rzep (soft) | | □ ◆ |
| DDP0614 | Tapicerka standard z 1 centralny rzep (soft), 2 rzepy po bokarz (rough) | | □ ○ |
| PODUSZKA | | | |
| DDP0600 | Standard 60 mm podwójna gabka, visco na górze | | □ 400,00 |
| DDP0662 | Matrx Libra, czarne pokrycie | Nieвозмоżliwe z SB<360mm, ST<400mm; SB 360 tylko z ST 400/420mm | □ 2300,00 |
| OPCJE SIEDZISKA | | | |
| DDP0606 | Torebka na klipsy, odpinana | | □ 300,00 |
| TAOREBKI POD SIEDZISKIEM | | | |
| DDP0616 | Mala torebka | Zamontowana pod siedziskiem, nieвозмоżliwa dla ST < 360mm | □ 150,00 |
| DDP0617 | Duża torebka | Zamontowana pod siedziskiem, nieвозмоżliwa dla ST < 360mm | □ 200,00 |
| PODNOŻEK | | | |
| RAMA PRZEDNIA/PODNOŻEK DEMONTOWANY | | Podnożki specjalne, np dla amputantów, ze zmiennym ktem, etc. możliwe z innych produktów | |
| | | Invacare są kompatybilne z SB > 360 mm. Na specjalne zamówienie | |
| DDP1540 | Podnożek ką otwarty, 70° | | □ ◆ |
| DDP1541 | Podnożek ką półotwarty, 80° | Nieвозмоżliwe z przednimi kółkami 7" (DDP0822) | □ ○ |
| DDP1542 | Podnożek ką zamknięty, 90° | Nieвозмоżliwe z kółkami 6" (DDP0820, DDP0821) i 7" (DDP0822) | □ ○ |
| DDP1555 | Bez podnożków | | □ ○ |
| PODNOŻEK POD STOPY | | | |
| DDP1562 | 2-częściowy, plastikowy, przesunięty do przodu | Nieвозмоżliwe z SB< 340 mm, UL< 260 mm; Wysoko montowany dla UL< 340 mm | □ ◆ |
| DDP1563 | 2-częściowy, plastikowy, przesunięty do tyłu | Nieвозмоżliwe z SB< 340 mm, UL< 260 mm; Wysoko montowany dla UL< 340 mm | □ ○ |
| DDP1564 | 2-częściowy, z regulacją kąta, przesunięty do przodu | Nieвозмоżliwe z SB< 340 mm, UL< 340 mm; Wysoko montowany dla UL< 380 mm | □ 1050,00 |
| DDP1565 | 2-częściowy, z regulacją kąta, przesunięty do tyłu | Nieвозмоżliwe z SB< 340 mm, UL< 340 mm; Wysoko montowany dla UL< 380 mm | □ 1050,00 |
| DDP1578 | 2-częściowy, carbonowy, przesunięty do przodu | Wysoko montowany dla UL< 300 mm | □ 1100,00 |
| DDP1579 | 2-częściowy, carbonowy, przesunięty do tyłu | Wysoko montowany dla UL< 300 mm | □ 1100,00 |
| DDP1566 | 1-częściowy, odchylany, regulowany, przesunięty do przodu | Wysoko montowany dla UL< 300 mm | □ 1100,00 |
| DDP1567 | 1-częściowy, odchylany, regulowany, przesunięty do tyłu | Wysoko montowany dla UL< 300 mm | □ 1100,00 |
| WSPARCIE DLA NÓG I STÓP | | | |
| DDP1534 | Pasek na łydki | | □ ◆ |
| DDP1530 | Pasek na pięty | Nieвозмоżliwe dla płyt carbonowych (DDP1578/1579/1566/1567) | □ 300,00 |
| OCHRONA BOKÓW | | | |
| BOCZKI | | | |
| DDP1400 | Boczek prosty carbonowy | | □ ◆ |
| DDP1405 | Boczek profilowany carbonowy, stały | Nieвозмоżliwe SHH < 410 mm i przedłużenie tylnego koła, systemem napędu na 1 rękę (DDP1118/1119) | □ 1000,00 |
| DDP1408 | Boczek profilowany carbonowy wyciągany | | □ 1000,00 |
| PODŁOKIETNIKI | | | |
| Zawierają osłony ubrań | | | |
| DDP1416 | Podłokietniki z regulacją wysokości, zdejmowane, krótkie | | □ 1100,00 |
| DDP1421 | Podłokietniki z regulacją wysokości, zdejmowane, długie | | □ 1100,00 |
| DDP1440 | Podłokietniki z funkcją biurka, odchylane, regulowana wysokość, wyciągane, krótkie | Nieвозмоżliwe z hamulcami Performance stołem teraphy i camber 3° | □ 1300,00 |
| DDP1441 | Podłokietniki z funkcją biurka, odchylane, regulowana wysokość, wyciągane, długie | Nieвозмоżliwe z hamulcami Performance stołem teraphy i camber 3° | □ 1300,00 |
| PODŁOKIETNIKI | | | |
| DDP1411 | Podłokietnik rurowy z regulacją wysokości, wyciągany, odchylany, wyścielany | Nie możliwe z rączkami z regul. wysokości (DDU0703) | □ 1850,00 |
| DDP1445 | Podłokietnik Kuschall, czarny kontur, zatraskowy, regulacja wysokości, wyciągany, odchylany, obracany, wyścielany | W połączeniu z hamulcem Performance (DDU1302) nieвозмоżliwy z pozycją tylnego koła 4/5/6 (DDU0266/0267/0268) | □ 850,00 |
| DDP1446 | Podłokietnik Kuschall, niebieski kontur, zatraskowy, regulacja wysokości, wyciągany, odchylany, obracany, wyścielany | W połączeniu z hamulcem Performance (DDU1302) nieвозмоżliwy z pozycją tylnego koła 4/5/6 (DDU0266/0267/0268) | □ 850,00 |
| DDP1447 | Podłokietnik Kuschall, czerwony kontur, zatraskowy, regulacja wysokości, wyciągany, odchylany, obracany, wyścielany | W połączeniu z hamulcem Performance (DDU1302) nieвозмоżliwy z pozycją tylnego koła 4/5/6 (DDU0266/0267/0268) | □ 850,00 |
| OPCJE DLA PODŁOKIETNIKÓW KUSCHALL | | | |
| DDP1455 | Pokrycie podłokietników czarny kontur, para | | □ 400,00 |
| DDP1456 | Pokrycie podłokietników niebieski kontur, para | | □ 400,00 |
| DDP1457 | Pokrycie podłokietników czerwony kontur, para | | □ 400,00 |
| OPCJE DLA PODŁOKIETNIKÓW HEMI | | | |
| Montowane podłokietniku kuschall czarny kontur (DDP1445) except if above kuschall armrest with blue or red contour (DDP1446/1447) has been selected for the other side or except if above siderest with desk function (DDP1440/1441) has been selected for the other side | | | |
| DDP1423 | Podłokietnik Hemi lewy | Po drugiej stronie boczek prosty lub profilowany lub podłokietnik | □ 800,00 |
| DDP1422 | Podłokietnik Hemi prawy | Po drugiej stronie boczek prosty lub profilowany lub podłokietnik | □ 800,00 |
| RAMA | | | |
| RAMA PRZEDNIA I PODNOŻEK | | | |
| | | Możliwe różnice w kolorach na poziomie 7 % między ramą przednią, tylną i krzyżakiem(Official ISO norm | |
| DDP0300 | Glossy-black | | □ ○ |
| DDP0302 | Royal blue | | □ ○ |
| DDP0303 | Royal red | | □ ○ |
| DDP0314 | Black matt | | □ ○ |
| DDP0315 | Silver grey | | □ ○ |
| DDP0350 | Purple fire | | □ ○ |
| DDP0354 | Night shimmer | | □ ○ |
| DDP0357 | Umber glaze | | □ ○ |
| DDP0356 | Ivory white | | □ ○ |
| DDP0358 | Smokey grey | | □ ○ |
| DDP0359 | Flashy yellow | | □ ○ |
| DDP0365 | Mercury blue | Nie z opcją: w kolorze ramy przedniej (DDU0398) | □ ○ |
| DDP0366 | Dynamite orange | Nie z opcją: w kolorze ramy przedniej (DDU0398) | □ ○ |
| DDP0367 | Atomic violet | Nie z opcją: w kolorze ramy przedniej (DDU0398) | □ ○ |
| DDP0368 | Nitro pink | Nie z opcją: w kolorze ramy przedniej (DDU0398) | □ ○ |
| KRZYŻAK / RAMA TYLNA – KOLOR | | Rama tylna i krzyżak w kolorze czarny matt, rama przednia w wybranym kolorze | |

The Colour Power Set (CPS) dotyczy koloru następujących części i opcji: piaśta i szybkozłączki kół tylnych Starec & High Performance n.obręcze kół Starec 22" i 24", kółka przednie Starec, elementy siedziska i składania oparcie, widelce.

| | | | | |
|--|--|---|---|---------|
| DDP0398 | W kolorze ramy przedniej | | □ | ○ |
| DDP0399 | Rama tylna i krzyżak w kolorze czarny mat | | □ | ○ |
| COLOUR-POWER-SET | | | | |
| Niewielkie różnice w odcieniu są możliwe | | | | |
| DDP0338 | Colour-Power-Set chrome | Kolor piasty w kole Starec czarny jeśli wybrano CPS chrome | □ | 1050,00 |
| DDP0330 | Colour-Power-Set techno-anthracite | | □ | 1050,00 |
| DDP0329 | Colour-Power-Set comet red | | □ | 1050,00 |
| DDP0337 | Colour-Power-Set copper glaze | | □ | 1050,00 |
| DDP0339 | Colour-Power-Set champagne | | □ | 1050,00 |
| DDP0334 | Colour-Power-Set b-blue | | □ | 1050,00 |
| DDP0336 | Colour-Power-Set artic blue | | □ | 1050,00 |
| DDP0340 | Colour-Power-Set olive | | □ | 1050,00 |
| MOCOWANIE PRZEDNICH KÓLEK | | | | |
| MOCOWANIE PRZEDNICH KÓLEK | | | | |
| DDP0864 | Wysoko zamontowane | | □ | ○ |
| DDP0865 | Standardowo zamontowane | | □ | ◆ |
| DDP0866 | Nisko zamontowane | | □ | ○ |
| PRZEDNIE KÓŁKA | | | | |
| PRZEDNIE KÓŁKA | | | | |
| DDP0801 | 4" Everyday wheel with black rubber | | □ | ○ |
| DDP0860 | 4" Comfort wheel with black rubber | | □ | ○ |
| DDP0809 | 4" Starec black | | □ | 500,00 |
| DDP0861 | 4" Starec chrome | | □ | 500,00 |
| DDP0803 | 4" Starec techno-anthracite | | □ | 500,00 |
| DDP0808 | 4" Starec comet red | | □ | 500,00 |
| DDP0830 | 4" Starec copper glaze | | □ | 500,00 |
| DDP0825 | 4" Starec champagne | | □ | 500,00 |
| DDP0807 | 4" Starec b-blue | | □ | 500,00 |
| DDP0831 | 4" Starec artic blue | | □ | 500,00 |
| DDP0826 | 4" Starec olive | | □ | 500,00 |
| DDP0796 | 4" FrogLegs front wheel with black aluminium rim | | □ | 500,00 |
| DDP0797 | 4" FrogLegs front wheel with silver aluminium rim | | □ | 500,00 |
| DDP0810 | 5" Everyday with black rubber | | □ | ○ |
| DDP0863 | 5" Comfort wheel black rubber | | □ | ◆ |
| DDP0819 | 5" Starec black | | □ | 500,00 |
| DDP0862 | 5" Starec chrome | | □ | 500,00 |
| DDP0813 | 5" Starec techno anthracite | | □ | 500,00 |
| DDP0818 | 5" Starec comet red | | □ | 500,00 |
| DDP0833 | 5" Starec copper glaze | | □ | 500,00 |
| DDP0827 | 5" Starec champagne | | □ | 500,00 |
| DDP0817 | 5" Starec b-blue | | □ | 500,00 |
| DDP0832 | 5" Starec artic blue | | □ | 500,00 |
| DDP0828 | 5" Starec olive | | □ | 500,00 |
| DDP0798 | 5" FrogLegs front wheel with black aluminium rim | | □ | 500,00 |
| DDP0799 | 5" FrogLegs front wheel with silver aluminium rim | | □ | 500,00 |
| DDP0820 | 6" Comfort with black rubber | Nieosiągalne z kątem ramy/podnóżka 90° (DDP1542) | □ | ○ |
| DDP0821 | 6" Pneumatic wheel | Nieosiągalne z kątem ramy/podnóżka 90° (DDP1542) | □ | ○ |
| DDP0822 | 7" Comfort with black rubber | Nieosiągalne z kątem ramy/podnóżka 80° lub 90° (DDP1541 i DDP1542) | □ | ○ |
| WYBÓR TYLNYCH KÓŁ | | | | |
| SYSTEM NAPĘDU NA JEDNĄ RĘKĘ | | | | |
| Not possible with rear wheel extension | | | | |
| DDP1118 | Napęd na 1 rękę, prawa strona (opony light wheel 7 bar, ciąg aluminiowy) | Możliwe tylko z SB 380 mm - 500 mm | □ | 3200,00 |
| Nieosiągalne z boczka (DDP1405), hamulcem bębnowym, osłoną przyruch, camber 3°, tetra-clip (DDP0909) | | | | |
| DDP1119 | Napęd na 1 rękę, lewa strona (opony light wheel 7 bar, ciąg aluminiowy) | Możliwe tylko z SB 380 mm - 500 mm | □ | 3200,00 |
| Nieosiągalne z boczka (DDP1405), hamulcem bębnowym, osłoną przyruch, camber 3°, tetra-clip (DDP0909) | | | | |
| USTAWIENIE TYLNYCH KÓŁ | | | | |
| DDP0250 | Ustawienie standardowe | | □ | ◆ |
| DDP0249 | Przedłużenie tylnego koła | Nie z kolorem CPS ; Nieosiągalne z pozycją 1 tylnego koła (DDP0263) | □ | ○ |
| POZYCJA TYLNYCH KÓŁ | | | | |
| Pozycja 5 i 6 możliwa tylko z przedłużeniem tylnego koła | | | | |
| DDP0263 | 1st position | Nieosiągalne z przedłużeniem tylnego koła (DDP0249) ; camber 3° (DDP0283) | □ | ○ |
| DDP0264 | 2nd position | | □ | ○ |
| DDP0265 | 3rd position | | □ | ◆ |
| DDP0266 | 4th position | Nieosiągalne z napędem na 1 rękę (DDP1118/1119) | □ | ○ |
| Nieosiągalne z podłokietnikiem küschall (DDP1445/1446/1447) w połączeniu z hamulcami performance (DDP1302) | | | | |
| DDP0267 | 5th position | Nieosiągalne z napędem na 1 rękę (DDP1118/1119) | □ | ○ |
| Nieosiągalne z podłokietnikiem küschall (DDP1445/1446/1447) w połączeniu z hamulcami performance (DDP1302) | | | | |
| DDP0268 | 6th position | Nieosiągalne z napędem na 1 rękę (DDP1118/1119) | □ | ○ |
| Nieosiągalne z podłokietnikiem küschall (DDP1445/1446/1447) w połączeniu z hamulcami performance (DDP1302) | | | | |
| SZYBKOZŁACZKA TETRA | | | | |
| DDP0909 | Tetra-Clip | Nie z kołem ze zintegrowanym hamulcem w piaście (DDP0927) ; kołem Spinerger (DDP0906) | □ | 550,00 |
| ROZMIAR TYLNYCH KÓŁ | | | | |
| DDP0901 | 22" | | □ | ○ |
| DDP0902 | 24" | | □ | ◆ |
| DDP0903 | 26" | | □ | ○ |
| CAMBER/KĄT NACHYLENIA TYLNYCH KÓŁ | | | | |
| DDP0282 | Camber 0° | | □ | ◆ |
| DDP0283 | Camber 3° | Nie z kołami 26"; Napędem na 1 rękę (DDP1118/1119); Pozycją 1 (DD0263) | □ | ○ |

| Front wheel / Front wheel attachment | High mounted | Standard mounted | Low mounted |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| 4" | 41 - 48 | 44 - 51 | 47 - 53 |
| 5" | 44 - 49 | 47 - 52 | 50 - 53 |
| 6" | 48 - 51 | 49 - 53 | 52 - 53 |
| 7" | 48 - 52 | 51 - 53 | 54 - 55* |

*the measurements can be adjusted, but are not offered

| TYP TYLNYCH KÓŁ | | | | |
|---|---|--|--------------------------|---------|
| DDP0915 | 22", 24", 26" küschall Starec, cross-spoked | Standardowa piasta szara, obręcz czarna – Piasta i obręcz dostępna w opcji CPS | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| DDP0908 | 24" High Performance (Starec Hub) | Piasta czarna, obręcz czarna – lub w CPS jeśli wybrany | <input type="checkbox"/> | 1450,00 |
| DDP0906 | 24" Spinergy LXX | Piasta, obręcz, szprychy czarne – CPS nie dotyczy nie z Tetra-Clip (DDP0909) | <input type="checkbox"/> | 3150,00 |
| OPONY 24" High Perf. Tylko z oponami light, profil tyre lub Marathon Evolution. Nie dla kół Mountain Bike | | | | |
| DDP1014 | 22", 24", 26" Schwalbe Rightrun black/grey | | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| DDP1002 | 22", 24" Profile tyre 7 bar | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1004 | 24" Solid tyre, profile, grey | Nie dla High Performance (DDP0908); Spinergy LXX (DDP0906) | <input type="checkbox"/> | 200,00 |
| DDP1006 | 24" Solid tyre (KIK type), black | Nie dla High Performance (DDP0908); Spinergy LXX (DDP0906) | <input type="checkbox"/> | 200,00 |
| DDP1007 | 22", 24", Solid, light wheel | Nie dla High Performance (DDP0908); Spinergy LXX (DDP0906) | <input type="checkbox"/> | 150,00 |
| DDP1010 | 24", 26" Schwalbe Marathon Plus | Smart Guard osłona antyprzebićowa (5mm grubej warty specjalnej gumy) | <input type="checkbox"/> | 300,00 |
| DDP1011 | 24" Schwalbe ONE | V-Guard osłona odporna na przebicie (cut-resistant high-tech fiber) | <input type="checkbox"/> | 350,00 |
| OCHRONA ANTYPRZEBIĆOWA | | | | |
| DDP1020 | Wkładka antyprzebićowa | Nie z Marathon Plus (DDP1010), solid, systemem na 1 rękę (DDP1118/1119) | <input type="checkbox"/> | 350,00 |
| CIĄGI | | | | |
| DDP1113 | 22", 24", 26" Light Alu, szare, dist. 3 cm | Jeden otwór, odstęp 3 cm | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| DDP1114 | 22", 24", 26" Light Alu, szare, dist. 4 cm | Dwa otwory, odstęp 3 lub 4 cm, montowany na 4 cm | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1117 | 22", 24", 25", 26" Light Alu, czarne, dist. 3 cm | Jeden otwór, odstęp 3 cm | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1122 | 24" Carbolife Curve-L dist. 3 cm | Dwa otwory, odstęp 3 lub 4 cm, montowany na 3 cm | <input type="checkbox"/> | 1650,00 |
| DDP1102 | 22", 24", 26" Supergripp, dist. 3 or 4 cm | Dwa otwory, odstęp 3 lub 4 cm, montowany na 3 cm | <input type="checkbox"/> | 950,00 |
| DDP1104 | 24", 26" Stalowe polerowane, dist. 3 cm | Nie z napędem na 1 rękę | <input type="checkbox"/> | 200,00 |
| DDP1106 | 24" Titanium, dist. 3 cm | Jeden otwór, odstęp 3 cm, niemożliwe z napędem na 1 rękę | <input type="checkbox"/> | 950,00 |
| DDP1107 | 24" Titanium, dist. 4 cm | Dwa otwory, odstęp 3 lub 4 cm, montowany na 4 cm | <input type="checkbox"/> | 1100,00 |
| DDP1120 | 24" The Surge LT 30mm, dist. 3 cm | Nie z napędem na 1 rękę | <input type="checkbox"/> | 1600,00 |
| DDP1121 | 24" Carbolife Gekko, dist. 3 cm | Dwa otwory, odstęp 3 lub 4 cm, montowany na 3 cm | <input type="checkbox"/> | 1750,00 |
| OSŁONY SZPRYCH | | | | |
| DDP1200 | 22", 24", 26" Transparent | | <input type="checkbox"/> | 600,00 |
| DDP1202 | 24" küsch | Nie z kołami Spinergy (DDP0906) | <input type="checkbox"/> | 600,00 |
| DDP1208 | 24" Transparent and white "küschall" | Nie z kołami Spinergy (DDP0906) | <input type="checkbox"/> | 600,00 |
| BEZPIECZEŃSTWO | | | | |
| HAMULCE | | | | |
| DDP1306 | Hamulce z dźwignią do ciągnięcia | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1300 | Hamulce z dźwignią fo pchania | Nie dla ramy przywiedzonej | <input type="checkbox"/> | ◆ |
| DDP1301 | Hamulce z prostą dźwignią | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1302 | Hamulce Performance | Nie dla ramy przywiedzonej (DDP0205/0219), 3° camber (DDP0283), hamulców bbnowych (DDP1304) | <input type="checkbox"/> | 650,00 |
| Podłokietników z funkcją biurka (DDP1440/1441), podłokietników küschall (DDP1445/1446/1447) in combination with rear wheel position 4/5/6 | | | | |
| DDP1303 | Hamulce Active | | <input type="checkbox"/> | 350,00 |
| PRZDŁUŻENIE DŹWIGNI HAMULCA | | | | |
| DDP1310 | Brake extension lever | Niemożliwe z hamulcami performance (DDU1302) i Active (DDU1306) | <input type="checkbox"/> | 250,00 |
| HAMULCE BĘBNOWE | | | | |
| DDP1304 | Attendant drum brake | Nie z szybkozłączką tetra, 3° camber & rączki składane & rączki krótkie Specjalne koła montowane na czarnym adapterze | <input type="checkbox"/> | 1750,00 |
| ANTITIPPER/WĄS ANTYWYWROTNY Max. 2 adaptery na stronę (adaptery=antitipper, wspornik przechyłu, uchwyt na kule, koła tranzytowe) | | | | |
| DDP1702 | Antitipper right | | <input type="checkbox"/> | 650,00 |
| DDP1703 | Antitipper left | | <input type="checkbox"/> | 650,00 |
| DDP1704 | Antitipper both sides | | <input type="checkbox"/> | 1300,00 |
| ZESTAW TRANSPORTOWY Możliwy tylko jeśli wysokość oparcia jest > 400 mm, nie z oparciem Matrx | | | | |
| DDP1770 | Zestaw transportowy zawiera pas bezpieczeństwa and labels | | <input type="checkbox"/> | 250,00 |
| PAS BEZPIECZEŃSTWA | | | | |
| DDP1730 | Pas bezpieczeństwa | Nie z zestawem transportowym (DDP1770) | <input type="checkbox"/> | 250,00 |
| OSIETLENIE PASYWNE | | | | |
| DDP1710 | Odblaski zamontowane na szprychach | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| DDP1711 | Odblaski dołączone | | <input type="checkbox"/> | ○ |
| AKCESORIA | | | | |
| UCHWYT NA BAGAŻ | | | | |
| DDP1744 | Package holder | Dołączony | <input type="checkbox"/> | 1500,00 |
| UCHWYT NA BIDON | | | | |
| DDP1745 | Bottle holder incl. bottle | Dołączony | <input type="checkbox"/> | 250,00 |
| UCHWYT NA TELEFON | | | | |
| DDP1746 | Mobile phone holder | Dołączony | <input type="checkbox"/> | 150,00 |
| OCHRANIACZE RAMY | | | | |
| DDP1729 | Rear frame protection | Zamontowany | <input type="checkbox"/> | 200,00 |
| STÓŁ TERAPEUTYCZNY | | | | |
| DDP1760 | Therapy table | Niemożliwy z SB < 360mm, boczkaami prostymi (DDP140 boczkaami profil. (DDP1405/1408/1425), Podłokietnikiem z funkcją biurka (DDP1440/1441), podłokietnikiem hemi (DDP1423/1422) | <input type="checkbox"/> | 3600,00 |
| WSPORNIK PRZECHYŁU Max. 2 adaptery na stronę (adaptery=antitipper, wspornik przechyłu, uchwyt na kule, koła tranzytowe) | | | | |
| DDP1708 | Tipper-Aid, prawy | Niemożliwe po tej samej stronie co uchwyt na kule | <input type="checkbox"/> | 550,00 |
| DDP1709 | Tipper-Aid, lewy | Niemożliwe po tej samej stronie co uchwyt na kule | <input type="checkbox"/> | 550,00 |
| DDP1718 | Tipper-Aid, obie strony | Niemożliwe z uchwytem na kule | <input type="checkbox"/> | 1100,00 |
| UCHWYT NA KULE Max. 2 adaptery na stronę (adaptery=antitipper, wspornik przechyłu, uchwyt na kule, koła tranzytowe) | | | | |
| DDP1706 | Uchwyt prawy | Niemożliwe po tej samej stronie co wspornik przechyłu | <input type="checkbox"/> | 550,00 |
| DDP1707 | Uchwyt lewy | Niemożliwe po tej samej stronie co wspornik przechyłu | <input type="checkbox"/> | 550,00 |
| DDP1719 | Uchwyty po obu stronach | Niemożliwe ze wspornikiem przechyłu | <input type="checkbox"/> | 1000,00 |

| Seat depth | Rear wheel position | | | | | |
|------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ST32-38 | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| ST40 | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| ST42 | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| ST44 | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| ST46 | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| ST48 | Red | Red | Red | Red | Red | Red |
| ST50 | Red | Red | Red | Red | Red | Red |

| | | | | |
|---------|--|---|--------------------------|---------|
| | KOLA TRANSPORTOWE 3 CALE | Max. 2 adaptery na stronę (adaptery=antitipper, wspornik przechyłu, uchwyt na kule, koła tranzytowe) | | |
| DDP1700 | Transit wheels 3" | | <input type="checkbox"/> | 1200,00 |
| | POMPKA MANUALNA | | | |
| DDP1715 | Air pump | | <input type="checkbox"/> | 100,00 |
| | POMPKA ELEKTRYCZNA – KOMPRESOR/AIRMAN | | | |
| DDP1716 | AirMan | | <input type="checkbox"/> | 750,00 |
| | ZEGAREK | | | |
| DDP1712 | Zegarek kuschall strona prawa | | <input type="checkbox"/> | 650,00 |
| DDP1713 | Zegarek kuschall strona lewa | | <input type="checkbox"/> | 650,00 |
| | ZESTAW KLUCZY | | | |
| DDP1717 | Tool kit | | <input type="checkbox"/> | 100,00 |
| | TORBA NA KOŁA | | | |
| DDP1728 | Torba (for 22", 24" and 26" rear wheels) | | <input type="checkbox"/> | 350,00 |
| | KOŁA TERENOWE | | | |
| DDP1734 | Koła 24" Mountain bike z torbą | Mountain Bike koła z ciągami szare aluminium | <input type="checkbox"/> | 2200,00 |