

Produkt zawiera wyposażenie standardowe
Maximum waga użytkownika: 130kg



Cena wózka w standardowej konfiguracji

Kuschall K-SERIES – 9 500 zł

Dane zamawiającego:

Imię i Nazwisko:

Adres:

waga.....kg wzrost.....cm. Tel:.....

Uraz:..... mail:.....

Proszę postawić znak X w kwadracie

Opcja standardowa bezpłatna

Parametry wózka wykonanego według formularza mogą się różnić od zadeklarowanych w formularzu o +/- 1 cm


April 2017

Ceny zawarte w niniejszym formularzu mają charakter wyłącznie informacyjny, dokładna wycena wózka dokonywana jest w dniu dokonania pomiaru i może się różnić od cen podanych w formularzu - wynika to z różnic kursowych walut

KOD	OPIS	PLN
DDA0067	KUSCHALL K-SERIES	9 500,00
MYKUSCHALL		
DDA0000	MYKuschall special construction	Na życzenie
Opis na końcu formularza		
PAKIETY OPCJE Jeśli jest wybrany Pakiet, nie ma potrzeby zaznaczać opcji na dalszych stronach formularza		
DDA2000	Pakiet Carbon: rama Carbon 75° - podnóżek Carbon – belka Carbon	+150 grams 4300,00
DDA2001	Pakiet Titanium: rama Titanium - oparcie Titanium – podnóżek Titanium	-225 grams 6 150,00
DDA2002	Pakiet Lekki 1: oparcie Titanium – podnóżek Titanium – belka Carbon	-305 grams 3150,00
DDA2003	Pakiet Lekki 2: oparcie Titanium – podnóżek Titanium – belka Carbon – Tapicerka siedziska i oparcia light (siatka)	-720 grams 3550,00
DDA2004	Pakiet lekki 3: oparcie Titanium – podnóżek Titanium – belka Carbon – Tapicerka siedziska i oparcia light (siatka) – koła 24" Spinergy LXX - opony Schwalbe ONE -hamulce Active	-1'560 grams 6 150,00
PARAMETRY WÓZKA		
RAMA		
MATERIAL / KĄT RAMY		
DDA0284	Kąt ramy 75° do podłoża Aluminium	◆
DDA0285	Kąt ramy 75° do podłoża Aluminium – przywiedziony przód ramy	○
DDA0286	Kąt ramy 75° do podłoża Aluminium +5cm	○
DDA0287	Kąt ramy 75° do podłoża Titanium +5cm	4150,00
DDA0288	Kąt ramy 75° do podłoża Carbon	3050,00
DDA0289	Kąt ramy 90° do podłoża Aluminium	○
DDA0290	Kąt ramy 90° do podłoża Aluminium	○
DDA0291	Kąt ramy 90° do podłoża Aluminium +5cm	○
DDA0292	Kąt ramy 90° do podłoża Titanium +5cm	4150,00
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA (SB)		
DDA0122	SB 320 mm	○
DDA0124	SB 340 mm	○
DDA0126	SB 360 mm	○
DDA0128	SB 380 mm	○
DDA0130	SB 400 mm	○
DDA0132	SB 420 mm	○
DDA0134	SB 440 mm	○
DDA0136	SB 460 mm	○
DDA0138	SB 480 mm	○
DDA0140	SB 500 mm	○
GLĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (ST)		
DDA0411	ST 350 mm	○
DDA0414	ST 375 mm	○
DDA0417	ST 400 mm	◆
DDA0420	ST 425 mm	○
DDA0423	ST 450 mm	○
DDA0426	ST 475 mm	○
DDA0429	ST 500 mm	○
DDA0432	ST 525 mm	○
POZYCJA SIEDZISKA (SP)		
DDA0461	Position 1 = 140 mm	○
DDA0462	Position 2 = 125 mm	○
DDA0463	Position 3 = 110 mm	◆
DDA0464	Position 4 = 95 mm	○
DDA0465	Position 5 = 80 mm	○
WYSOKOŚĆ OPARCIA (RH)		
DDA0548	RH 270 mm	○
DDA0580	RH 285 mm	○
DDA0550	RH 300 mm	○
DDA0503	RH 315 mm	○
DDA0506	RH 330 mm	○
DDA0509	RH 345 mm	○
DDA0512	RH 360 mm	○
DDA0514	RH 375 mm	◆
DDA0516	RH 390 mm	○
DDA0518	RH 405 mm	○
DDA0520	RH 420 mm	○
DDA0522	RH 435 mm	○
DDA0524	RH 450 mm	○
DDA0526	RH 465 mm	○
DDA0528	RH 480 mm	○
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (SHV)		
DDA0847	SHv 450 mm	○
DDA0848	SHv 460 mm	○
DDA0849	SHv 470 mm	○
DDA0850	SHv 480 mm	○
DDA0851	SHv 490 mm	○
DDA0852	SHv 500 mm	◆



Adduction frame



DDA0853	SHv 510 mm		□	○
DDA0854	SHv 520 mm		□	○
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU (SHt)		Jeśli amortyzacja jest wybrana, SHh jest ustawiona 20mm wyżej		○
DDA0943	SHh 380 mm	Nieвозмоżliwe z kołami 25" (DDA0925) i 26" (DDA0903), amortyzacją (DDA0630/0631/0632)	□	○
DDA0944	SHh 390 mm	Nieвозмоżliwe z kołami 25" (DDA0925) i 26" (DDA0903), amortyzacją (DDA0630/0631/0632)	□	○
DDA0945	SHh 400 mm		□	○
DDA0946	SHh 410 mm		□	○
DDA0947	SHh 420 mm		□	○
DDA0948	SHh 430 mm		□	◆
DDA0949	SHh 440 mm		□	○
DDA0950	SHh 450 mm		□	○
DDA0951	SHh 460 mm		□	○
DDA0952	SHh 470 mm		□	○
DDA0953	SHh 480 mm	Nieвозмоżliwe z amortyzacją (DDA0630/0631/0632)	□	○
DDA0954	SHh 490 mm	Nieвозмоżliwe z amortyzacją (DDA0630/0631/0632)	□	○
ODLEGŁOŚĆ PODNÓŻKA OD SIEDZISKA (UL)		Dla UL<390mm i w zależności od konfiguracji, podnóżek może być zamontowany wysoko 75°: UL≤ SHv -30mm; 90°: UL≤ SHv -40mm		
DDA1670	UL 290 mm		□	○
DDA1671	UL 300 mm		□	○
DDA1672	UL 310 mm		□	○
DDA1673	UL 320 mm		□	○
DDA1674	UL 330 mm		□	○
DDA1675	UL 340 mm		□	○
DDA1676	UL 350 mm		□	○
DDA1677	UL 360 mm		□	○
DDA1678	UL 370 mm		□	○
DDA1679	UL 380 mm		□	○
DDA1680	UL 390 mm		□	○
DDA1681	UL 400 mm		□	○
DDA1682	UL 410 mm		□	○
DDA1683	UL 420 mm		□	○
DDA1684	UL 430 mm		□	◆
DDA1685	UL 440 mm		□	○
DDA1686	UL 450 mm		□	○
DDA1687	UL 460 mm		□	○
DDA1688	UL 470 mm		□	○
DDA1689	UL 480 mm		□	○
OPARCIE				
MATERIAŁ OPARCIA				
DDA0730	Aluminium		□	◆
DDA0731	Titanium	Nieвозмоżliwe dla oparcia z niskim pałąkiem (DA0772) lub oparciem prostym (DDA0773), Damskie oparcie (DDA0771), rączki o reg.wysokości zestaw zewnętrzny (DDA0703)	□	1650,00
TYP OPARCIA				
DDA0770	Standardowe oparcie (pałąk owalny)	Nieвозмоżliwe dla oparcia Matr	□	◆
DDA0771	Oparcie Damskie	Nieвозмоżliwe dla oparcia Matr ; Wymaga dodatkowego czasu dostawy	□	1000,00
DDA0772	Oparcie z owalnym pałąkiem niskim dla stałego oparcia		□	○
		Jeśli oparcie Matr jest wybrane, rurki oparcia mają wysokość 285mm (dostarczone bez teleskopów)		
		Nieвозмоżliwe z oparciem tytanium (DDA0731);Tylko z opcją bez rączek lub z rączkami o reg.wysokości zintegrowanymi		
DDA0773	Oparcie z prostym pałąkiem		□	○
		Jeśli oparcie Matr jest wybrane, rurki oparcia mają wysokość 285mm (dostarczone bez teleskopów)		
		Nieвозмоżliwe z oparciem tytanium (DDA0731);Tylko z opcją bez rączek lub z rączkami o reg.wysokości zintegrowanymi (DDA0733)		
TAPICERKA OPARCIA				
Nieвозмоżliwe dla oparcia Matr				
DDA0721	Tapicerka oparcia Light – siatka	Nieвозмоżliwe z rączkami o reg.wysokości zestaw zewnętrzny (DDA0703), SB>420/RH>345mm	□	○
DDA0726	Tapicerka regulowana na pasach velcro, czarna premium		□	◆
DDA0735	Tapicerka regulowana na pasach Aero czarna, oddychająca		□	700,00
OPARCIE MATRX				
Nieвозмоżliwe dla oparcia standard (DDA0770), oparcia damskiego (DDA0771), Tapicerki oparcia (DDA0721/0722/0735) ; Wysokość odpowiada aktualnej wysokości oparcia Matr ; Wymaga dodatkowego czasu dostawy				
DDA0753	Matrx MX1, 230 mm montaż na 2 szybkozłączkach	Nieвозмоżliwe dla SB 320-340mm (DDA0122/0124), 480-500mm (DDA0128/0140)	□	4950,00
DDA0754	Matrx MX1, 310 mm montaż na 2 szybkozłączkach	Nieвозмоżliwe dla SB 320-340mm (DDA0122/0124), 480-500mm (DDA0128/0140)	□	4950,00
DDA0755	Matrx MX1, 410 mm montaż na 2 szybkozłączkach	Nieвозмоżliwe dla SB 320-340mm (DDA0122/0124), 480-500mm (DDA0128/0140)	□	4950,00
RĄCZKI DO PCHANIA				
DDA0750	Bez rączek do pchania		□	◆
DDA0751	Rączki do pchania krótkie	Nieвозмоżliwe dla oparcia z niskim pałąkiem (DDA0772) lub prostym oparciem (DDA0773)	□	350,00
DDA0702	Rączki do pchania długie	Nieвозмоżliwe dla oparcia z niskim pałąkiem (DDA0772) lub prostym oparciem (DDA0773)	□	250,00
DDA0703	Wysokość regulowana, zestaw zewnętrzny	Nieвозмоżliwe dla oparcia z niskim pałąkiem (DDA0772) lub prostym oparciem (DDA0773), Oparciem tytanium (DDA0731), tapicerką oparcia light – siatka (DDA0721), RH 270mm i z RH285 do 330 mm w połączeniu z podłokietnikiem rurowym	□	1100,00
DDA0704	Rączki do pchania składane	Nieвозмоżliwe dla RH 315 do 330mm w połączeniu z podłokietnikiem rurowym	□	750,00
		Nieвозмоżliwe z oparciem z niskim pałąkiem (DDA0772) lub prostym oparciem (DDA0773)		
DDA0733	Wysokość regulowana, zintegrowane	Nieвозмоżliwe z oparciem standard (DDA0770), damskim oparciem (DDA0771)	□	750,00
KĄT POCHYLENIA OPARCIA (RW)				
DDA0707	74° od siedziska		□	○
DDA0718	78° od siedziska		□	○
DDA0709	82° od siedziska		□	◆
DDA0719	86° od siedziska		□	○
DDA0711	90° od siedziska		□	○
SIEDZISKO				
TAPICERKA SIEDZISKA				
DDA0610	Standard		□	◆
DDA0615	Tapicerka Light – siatka	Nieвозмоżliwe dla SB>420/ST>425mm	□	650,00
DDA0611	Tapicerka regulowana na pasach z jednym centralnym pasem miękkim	Nieвозмоżliwe dla głębokości siedziska 525 mm	□	750,00
TORBA POD SIEDZISKIEM				
DDA0616	Mała torba	Umiejscowiona pod tapicerką siedziska	□	150,00
DDA0617	Duża torba	Umiejscowiona pod tapicerką siedziska	□	200,00
TORBA SIEDZISKA				
DDA0606	Saszetka montowana na klipsach		□	300,00
PODUSZKA SIEDZISKA				
DDA0600	Standardowa poduszka,60 mm, z podwójną pianką warstwa visco na górze		□	400,00
DDA0662	Poduszka Matr Libra, czarny pokrowiec	Nieвозмоżliwe dla SB320-340mm (DDA0124), ST 350-375mm (DDA0411/0414); SB 360mm tylko dla ST400/425mm	□	2350,00
PODNÓŻEK				
TYP PODNÓŻKA (RUROWY / PLATFORMOWY)				
DDA1508	Podnóżek rurowy sztywny, czarny - Aluminium		□	◆
DDA1509	Podnóżek rurowy sztywny - Titanium	Nieвозмоżliwe z podnóżkiem wysokomontowanym	□	1150,00
DDA1570	Platformowy carbon, ustawialny kąt		□	1000,00
DDA1515	Podnóżek platformowy, odchylany na bok, regulowany kąt	Nieвозмоżliwe z podnóżkiem wysokomontowanym, ramą przywiedzioną, SB 480mm	□	2550,00
POKRYCIE PODNÓŻA				

DDA1513	Pokrycie podnóżka	Nie z podnóżkiem platformowym carbon (DDA1570)	□	250,00
BOCZKI OCHRONNE				
BOCZKI PROSTE / PROFILOWANE		Z amortyzacją, dystans pomiędzy opona a boczkiem wynosi 40mm		
DDA1401	Boczek prosty Carbon		□	◆
DDA1408	Boczek profilowany Carbon	Nieвозмоżliwe z podłokietnikami (DDA1416 and DDA1421)	□	950,00
PODŁOKIETNIKI				
DDA1416	Podłokietniki, regulowana wysokość, krotki	Nieвозмоżliwe z boczkami profilowanymi (DDA1408/1425), SHh<420 mm	□	1250,00
DDA1421	Podłokietniki, regulowana wysokość, długie	Nieвозмоżliwe z boczkami profilowanymi (DDA1408/1425), SHh<420 mm	□	1250,00
PODŁOKIETNIK RUROWY				
DDA1411	Podłokietnik rurowy, regulowana wysokość, odchylany, wyścielany	Nieвозмоżliwe z rączkami składanymi (DDA0704) in	□	1850,00
		W połączeniu z RH < 315mm lub rączkami o reg.wysokości zestaw zewnętrzny (DDA0703)		
RAMA				
KOLOR RAMY, STANDARD		Nie dla ramy wykonanej z carbon i titanium		
DDA0300	Glossy black		□	○
DDA0354	Night shimmer		□	○
DDA0302	Royal blue		□	○
DDA0303	Royal red		□	○
DDA0350	Purple fire		□	○
DDA0315	Silver grey		□	○
DDA0358	Smokey grey		□	○
DDA0356	Ivory white		□	○
DDA0314	Black matt		□	○
DDA0359	Flashy yellow		□	○
DDA0365	Mercury blue		□	○
DDA0366	Dynamite orange		□	○
DDA0367	Atomic violet		□	○
DDA0368	Nitro pink		□	○
DDA0370	Red Mat		□	○
DDA0371	Caramel bronze		□	○
RAMA POLEROWANA RĘCZNIĘ		Nie dla ramy wykonanej z carbon i titanium		
DDA0310	Mirror natural		□	1350,00
KOLOR RAMY, NEON		Nie dla ramy wykonanej z carbon i titanium		
DDA0372	Neon green	Otylko jeśli jest wybrany MYKüschall (DDA0000), dodatkowy czas dostawy +5 dni	□	2000
DDA0373	Neon yellow	Otylko jeśli jest wybrany MYKüschall (DDA0000), dodatkowy czas dostawy +5 dni	□	2000
DDA0374	Neon pink	Otylko jeśli jest wybrany MYKüschall (DDA0000), dodatkowy czas dostawy +5 dni	□	2000
DDA0375	Neon red	Otylko jeśli jest wybrany MYKüschall (DDA0000), dodatkowy czas dostawy +5 dni	□	2000
COLOUR-POWER-SET (CPS)				
DDA0338	CPS chrome	Tylne koło Starec felga w kolorze czarnym jeśli wybrano CPS chrom	□	1050,00
DDA0330	CPS techno-anthracite		□	1050,00
DDA0329	CPS comet red		□	1050,00
DDA0337	CPS copper glaze		□	1050,00
DDA0339	CPS champagne		□	1050,00
DDA0334	CPS b-blue		□	1050,00
DDA0336	CPS artic blue		□	1050,00
DDA0340	CPS olive		□	1050,00
AMORTYZACJA		Nieвозмоżliwe z ramą titanium ; Max.ladowność 100 kg ; Nieвозмоżliwe dla SB 480-500mm		
		Wyłącznie możliwe dla SHh 400-470mm; możliwe tylko jako MYKüschall na specjalne życzenie		
DDA0630	Waga użytkownika 40-65 kg		□	1650,00
DDA0631	Waga użytkownika 65-85 kg		□	1650,00
DDA0632	Waga użytkownika 85-100 kg		□	1650,00
KÓŁKA PRZEDNIE				
KÓŁKA PRZEDNIE				
DDA0800	3" Supersport		□	○
DDA0801	4" Everyday czarna guma		□	○
DDA0860	4" Comfort czarna guma		□	○
DDA0809	4" Starec black		□	500,00
DDA0861	4" Starec chrome		□	500,00
DDA0803	4" Starec techno-anthracite		□	500,00
DDA0808	4" Starec comet red		□	500,00
DDA0830	4" Starec copper glaze		□	500,00
DDA0825	4" Starec champagne		□	500,00
DDA0807	4" Starec b-blue		□	500,00
DDA0831	4" Starec artic blue		□	500,00
DDA0826	4" Starec olive		□	500,00
DDA0796	4" FrogLegs kółka z czarną aluminiową felgą		□	500,00
DDA0797	4" FrogLegs kółka z srebrną aluminiową felgą		□	500,00
DDA0810	5" Everyday czarna guma	Nieвозмоżliwe z ramą 90°, SHv<480mm	□	○
DDA0863	5" Comfort czarna guma	Nieвозмоżliwe z ramą 90°, SHv<480mm	□	◆
DDA0819	5" Starec black	Nieвозмоżliwe z ramą 90°, SHv<480mm	□	500,00
DDA0862	5" Starec chrome	Nieвозмоżliwe z ramą 90°, SHv<480mm	□	500,00
DDA0813	5" Starec techno-anthracite	Nieвозмоżliwe z ramą 90°, SHv<480mm	□	500,00
DDA0818	5" Starec comet red	Nieвозмоżliwe z ramą 90°, SHv<480mm	□	500,00
DDA0833	5" Starec copper glaze	Nieвозмоżliwe z ramą 90°, SHv<480mm	□	500,00
DDA0827	5" Starec champagne	Nieвозмоżliwe z ramą 90°, SHv<480mm	□	500,00
DDA0817	5" Starec b-blue	Nieвозмоżliwe z ramą 90°, SHv<480mm	□	500,00
DDA0832	5" Starec artic blue	Nieвозмоżliwe z ramą 90°, SHv<480mm	□	500,00
DDA0828	5" Starec olive	Nieвозмоżliwe z ramą 90°, SHv<480mm	□	500,00
DDA0798	5" FrogLegs kółka z czarną aluminiową felgą	Nieвозмоżliwe z ramą 90°, SHv<480mm	□	500,00
DDA0799	5" FrogLegs kółka z srebrną aluminiową felgą	Nieвозмоżliwe z ramą 90°, SHv<480mm	□	500,00
KOŁA TYLNE				
SYSTEM NAPĘDU NA 1 RĘKĘ				
		Nieвозмоżliwe z belką vario-ax (DDA0276), belką carbon (DDA0278), kolpakami kół (DDA1200/1202), tetra clip i kątem 3° lub 6° camber		
DDA1118	Napęd na 1 rękę, prawy		□	3200,00
DDA1119	Napęd na 1 rękę, lewy		□	3200,00
MOCOWANIE TYLNEGO KOŁA				
DDA0250	Standardowe położenie koła tylnego		□	◆
DDA0248	Lekka przedłużka (pozycje 1 do 3)	Nie dla ramy carbon, titanium, belki carbon; Nieвозмоżliwe z Shh<410mm	□	900,00
DDA0251	Przedłużka koła tylnego (5 pozycji)	Nie dla ramy carbon, titanium, belki carbon; Nieвозмоżliwe z Shh<410mm	□	950,00
KĄT POCHYLENIA KÓŁ TYLNYCH - CAMBER 1-szej BELKI				
DDA0276	Belka Vario-Ax, zmienny kąt 1 / 3 / 7 / 10°	Tylko hamulce activebez kątem 10° camber ustalwanym	□	2250,00
DDA0277	Belka standardowa, aluminium, czarna	Nieвозмоżliwe z systemem napędu na jedną rękę (DDA1118/1119)	□	○
DDA0278	Belka Carbon	Nieвозмоżliwe z przedłużką mocowania ramy	□	700,00
		Nieвозмоżliwe z systemem napędu na jedną rękę (DDA1118/1119),		
		Wyłącznie dla przedłużki mocowania ramy (DDA0248/0251)		
DDA0263	1-sz pozycja od przodu	Kiedy 2ga belka jest wybrana, 1 pozycja od przodu wymagana jest dla 1szej belki	□	○
DDA0264	2-sz pozycja od przodu		□	○
DDA0265	3-sz pozycja od przodu		□	○
DDA0266	4-sz pozycja od przodu		□	○

Zestaw Colour Power Set (CPS) zawiera opcje: piasta i szybkozłączka koła tylnego Starec & High Performance 22" i 24" Starec felga koła tylnego (wyjątek dla chromu), przednie kółka Starec, widełce, kapsle, kapsle siedziska, mechanizm składania oparcia.

DDA0267	5-sz pozycja od przodu				
KĄT POCHYLENIA KÓŁ 1-szej BELKI – CAMBER					
DDA0270	0° camber				
DDA0271	3° camber				
DDA0272	6° camber				
RODZAJ DRUGIEJ BELKI Tylko dla przedłużki mocowania belki (DDA0251) ; 2ga belka tylko w pozycji 5tej od przodu					
DDA0252	Standard	Niemżliwe z systemem napędu na jedną rękę (DDA1118/1119)			1000,00
DDA0280	Vario-Ax, ustawialny kąt camber 1 / 3 / 7 / 10°	Niemżliwe z systemem napędu na jedną rękę (DDA1118/1119)			2000,00
KĄT POCHYLENIA KÓŁ 2-giej BELKI Max.różnica kątów 3°od 1szej belki; Jeśli jedna belka jest Vario-Ax, 2ga belka wyłącznie w kacie 0 lub 3°					
DDA0270	0° camber				
DDA0271	3° camber				
DDA0272	6° camber				
SZYBKOZŁĄCZKA TETRA					
DDA0909	Tetra-clip	Niemżliwe z kołami z zintegrowanymi hamulcami (DDA0927) ; kołami Spinerdy LXX (DDA0906)			550,00
ROZMIAR TYLNEGO KOŁA					
DDA0902	24"				
DDA0925	25"	Niemżliwe z kołem tylnym Starec (DDA0915), kołpakami kół (DDA1200/1202/1208)			
DDA0903	26"	Niemżliwe z hamulcami active (DDA1303)			
TYP KOŁA TYLNEGO					
DDA0915	24", 25", 26" kuschall Starec,szprychy skrzyżowane	Starec piast bezbarwna i felga czarna, Piasta i felga w CPS jeśli wybrano			
DDA0908	24" High Performance	Starec piasta czarna lub w CPS jeśli wybrano, felga czarna, Niemżliwe dla kół pełnych			1450,00
DDA0918	25" High Performance wheels	Starec piasta czarna lub w CPS jeśli wybrano, felga czarna, Niemżliwe dla kół pełnych			1750,00
DDA0906	24" Spinerdy LXX	Piasta, felga i szprychy czarne – CPS niemżliwy, niemżliwe z kołami pełnymi; tetra-clip (DDA0909)			3150,00
DDA0912	25" Spinerdy LXX	Piasta, felga i szprychy czarne – CPS niemżliwy, niemżliwe z kołami pełnymi; tetra-clip (DDA0909)			3550,00
DDA0927	24" koła z zintegrowanymi hamulcami	24 srebrne szprychy, czarna piasta i felga, CPS niemżliwy			3350,00
		Niemżliwe z tetra-clip (DDA0909), vario-ax (DDA0276/0280), oponami pełnymi (DDA1004/1006)			
DDA0913	24" Mountain Bike	Kompletne koło z oponą Mountain Bike ; Tylko możliwe z ciągami alu lub Supergripp			1750,00
OPONA KOŁA TYLNEGO Nie dla koła Mountain Bike (DDA0913) i systemu napędu na jedną rękę (DDA1118/1119)					
DDA1014	24", 25", 26" Schwalbe Rightrun black/grey				
DDA1002	24" Profile tyre, 7 bar				
DDA1010	24", 25", 26" Schwalbe Marathon Plus	SmartGuard ochrona anty przebiwo			300,00
DDA1004	24" Solid tyre, profile, grey	Niemżliwe z kołami High Performance (DDA0908/0918) ; Spinerdy LXX (DDA0906) ; Kołami z zintegrowanymi hamulcami w piaście (DDA0927)			200,00
DDA1006	24" Solid tyre, KIK tyre, black	Niemżliwe z kołami High Performance (DDA0908/0918) ; Spinerdy LXX (DDA0906) ; Kołami z zintegrowanymi hamulcami w piaście (DDA0927)			200,00
DDA1011	24", 25" Schwalbe ONE	V-Guard ochrona anty przebiwo			350,00
DDA1013	24" Schwalbe Rightrun blue	K-Guard ochrona anty przebiwo			200,00
DDA1007	24" Solid tyre, light, grey	Niemżliwe z kołami High Performance (DDA0908/0918) ; Spinerdy LXX (DDA0906) ; Kołami z zintegrowanymi hamulcami w piaście (DDA0927)			200,00
ANTI-FLAT					
DDA1020	Anti-flat tyre tube protection	Niemżliwe z oponami Marathon Plus (DDA1010) i pełnymi oponami			350,00
HANDRIMS					
DDA1102	24", 26" Supergripp, dist. 3 or 4 cm	Uchwyty długi z 2 otworami, dystans 3 lub 4 cm, montowane na 3 cm			950,00
DDA1104	24", 26" Steel polished, dist. 3 cm	Niemżliwe z kołami MB (DDA0913); Krótki chwyt z 1 otworem na 3 cm			200,00
DDA1106	24" Titanium, dist. 3 cm	Niemżliwe z kołami MB (DDA0913); Krótki chwyt z 1 otworem na 3 cm			950,00
DDA1107	24" Titanium, dist. 4 cm	Niemżliwe z kołami MB (DDA0913)			1100,00
		Uchwyty długi z 2 otworami, dystans 3 lub 4 cm, montowane na 4 cm			
DDA1113	24", 25", 26" Light alu, grey, dist. 3 cm	Krótki chwyt z 1 otworem montowane na 3 cm			
DDA1114	24", 25", 26" Light alu, grey, dist. 4 cm	Uchwyty długi z 2 otworami, dystans 3 lub 4 cm, montowane na 4 cm			
DDA1117	24", 25", 26" Light alu, black, dist. 3 cm	Krótki chwyt z 1 otworem montowane na 3 cm			
DDA1122	24" Carbolife Curve dist. 3 cm	Uchwyty długi z 2 otworami, dystans 3 lub 4 cm, montowane na 3 cm			
		Niemżliwe dla kół Mountain Bike (DDA0913)			1650,00
DDA1120	24", 25" The Surge LT 30mm, dist. 3 cm	Niemżliwe dla kół Mountain Bike (DDA0913)			1600,00
DDA1121	24" Carbolife Gekko, dist. 3 cm	Uchwyty długi z 2 otworami, dystans 3 lub 4 cm, montowane na 3 cm			1750,00
		Niemżliwe dla kół Mountain Bike (DDA0913)			
KOŁPAKI KÓŁ TYLNYCH					
DDA1200	24", 26" Transparent				600,00
DDA1202	24" Black "kusch"	Niemżliwe z kołami Spinerdy LXX (DDA0906), Mountain Bike (DDA0913)			600,00
DDA1208	24" Transparent and white "kuschall"	Niemżliwe z kołami Spinerdy LXX (DDA0906), Mountain Bike (DDA0913)			600,00
BEZPIECZEŃSTWO					
HAMULCE					
DDA1300	Standard, dźwignia wygięta				
DDA1302	Performance	Niemżliwe z belką Vario-Ax (DDA0276/ DDA0280)			600,00
DDA1303	Active	Niemżliwe z kołami 26" (DDA0903)			300,00
PRZEDŁUŻENIE DŹWIGNI HAMULCA					
DDA1310	Przedłużenie dźwigni hamulca	Tylko dla standardowych hamulców, dźwignia zgięta			250,00
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA					
ANTI TIPPER					
DDA1702	Antitipper prawy				1000,00
DDA1703	Antitipper lewy				1000,00
DDA1704	Antitipper obustronny				1800,00
DDA1705	Active	Niemżliwe z przedłużką belki (DDA0248/0251), belką carbon (DDA0278), kołami 26" (DDA0903)			1600,00
ZESTAW TRANSPORTOWY Tylko możliwe z oparciem o wysokości ≥ 400mm, ramą aluminium, nie dla oparcia Matrix bez systemu docisku					
DDA1770	Zestaw transportowy zawiera pas biodrowy				200,00
PAS BIODROWY					
DDA1730	Pas biodrowy	Nie z zestawem transportowym (DDA1770)			200,00
OSWIETLENIE ODBLASKOWE					
DDA1710	Zamontowane				
DDA1711	Določone				
AKCESORIA					
UCHWYT NA TORBĘ					
DDA1744	Uchwyt na torbę	Določone, nie dla ramy titanium (DDA0287/0292) i carbon (DDA0288)			1500,00
UCHWYT NA BIDON					
DDA1745	Uchwyt na bidon	določone			250,00
UCHWYT NA TELEFON					
DDA1746	Uchwyt na telefon	določone			100,00
OCHRONA RAMY					
DDA1739	Przednie ochraniacze ramy kuschall	Niemżliwe z podnóżkiem wysokomontowanym; ramą carbon (DDA0288)			300,00
POMPKA					
DDA1715	Pompka ręczna	Pompka niezamontowana dla siedziska 340 mm			150,00
AIRMAN					
DDA1716	AirMan				750,00
ZEGAREK KÜSCHALL Montowane w widelcu					
DDA1712	Zegarek kuschall prawa strona				650,00
DDA1713	Zegarek kuschall lewa strona				650,00
ZESTAW NARZĘDZI					
DDA1717	Zestaw narzędzi				100,00
OPCJE					
DDA1727	Zestaw zmieniający wysokość z tyłu				600,00

KOŁA TRANSPORTOWE			
DDA1700	Koła transportowe	□	2800,00
TORBA NA KOŁA			
DDA1728	Torba na koła 24", 25" i 26"	□	350,00
ZESTAW KOŁA & TORBA			
DDA1734	24" Mountain Bike	□	2200,00
	Koła Mountain Bike , ciągi alu, szybkozłączka		